



BEZPEČNOST KVALITOU

Informace o výrobku

HYGIENICKÉ UBROUSKY

Dezinfekční ubrousky připravené k použití

- Neobsahují aldehyd ani fenol
- Rychleschnoucí
- Velmi dobře snášelivé s kůží
- Vůně neutrální, citronová svěží nebo vanilka
- Uvedena tekutá impregnace VAH



CE 0124

Typ produktu:

Hygienické ubrousky UNIGLOVES jsou dezinfekčním prostředkem pro čištění malých ploch, přístrojů, rukojetí a záhybů atd. Impregnační tekutina působí na bázi etanolu a kvartérní sloučeniny ve smyslu zákona o zdravotnických produktech (MPG - Medical Products Act). Hygienické ubrousky UNIGLOVES splňují zákonné požadavky na bezpečnost práce podle TRGS 525/540.

Oblasti použití:

Hygienické ubrousky UNIGLOVES jsou vhodné pro všechny oblasti praxe a nemocnice:

- Všechny oblasti dentální medicíny
- Ošetřovny, operační stoly, lékařské vybavení atd.
- Dezinfekci malých zařízení

Aplikace:

Rozstříhnete jeden z horních rohů sáčku naplněného hygienickými ubrousky UNIGLOVES a naplníte obsah (role z netkané textilie impregnačním roztokem) do příslušné, k tomu určené dávkovací dózy, z jejíhož středu vytáhnete první ubrousek otevřením víka dózy, a poté dózu zase zavřete.

Předměty, povrchové plochy a díly dobře otřete a nechte uschnout. Dezinfikované plochy, předměty a díly opět používejte až po uplynutí stanovené doby působení.

Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol, jako jsou akrylová skla.

Mikrobiologie:

Hygienické ubrousky UNIGLOVES působí

- baktericidně (vč. Tb, MRSA a mycobacterium terrae)
- proti kvasinkám (candida albicans)
- virucidně (HIV, HBV, HCV, vaccinia viru, lidský rotavir, adenovir, myší norovirus MNV, virus dětské obrny, viry chřipky)

Doba působení podle VAH:

5 minut

Baktericidně / účinek proti kvasinkám/ Tb:

Baktericidně: (vysoká zátěž)

MRSA, s. aureus, E. hirae, P aeruginosa, C. albicans, E. coli, P. mirabilis

30 sekund

Účinek proti kvasinkám DIN EN 13624 (vysoká zátěž)

30 sekund

Acinetobacter baumannii DIN EN 13727

30 sekund

Tbc:

Mycobacterium terrae,

Mycobacterium avium DIN EN 14348

1 minuta

HBV-virucidní (HIV) se zatížením proteinem 3 minuty

Virucidní:

BVDV (HBV/HIV/HCV) (influenzavirus,

H1N1/H5N1, herpes-, corona-, SARS- CoV.)

30 sekund

Vaccinia kmen Elstree

30 sekund

HBV-virucidní (HIV) bez zátěže

1 minuta

HBV-virucidní (HIV) vysoká zátěž

3 minuty

Adenovirus typ 5 DIN EN 14476 (nízká zátěž)

5 minut

Humaner rotavirus DIN EN 14476 (nízká zátěž)

1 minuta

Poliovirus typ 1 DIN EN 14476 (nízká zátěž)

5 minut

MNV Norovirus DIN EN 14476 (vysoká zátěž)

5 minut

Fyzikálně-chemické údaje:

Vzhled: čirý, bezbarvý,

Hodnota pH cca 5,0

Hustota (20°C): 0,900 - 0,920

Údaje se vztahují k roztoku před impregnací ubrousků.

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008:



Nebezpečí:

H228

Hořlavá tuhá látka.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí..

P101

Nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo štítek s označením.

P102

Nesmí se dostat do rukou dětem.

P103

Před použitím si přečtěte etiketu.

P210

Nenechávejte v blízkosti vysokých teplot/ jisker/ otevřeného plamene/ /horkých povrchových ploch.

Nekuřte.

P280

Noste ochranné rukavice / ochranné brýle.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Zvláštní upozornění:

Před použitím si vždy znovu přečtěte informace o preparátu a bezpečnostní údajový list (www.unigloves.de).

Zvláštní upozornění:

Nádoby udržujte těsně uzavřené. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte pod zámek a mimo dosah dětí.

Formy dodávky:

Neutrální

Dávkovač s 90 ubrousky

č. výrobku: 9095

Doplňovací sáček s 90 ubrousky

č. výrobku: 9094

Dávkovač se 120 ubrousky

č. výrobku: 9095-120

Doplňovací sáček se 120 ubrousky

č. výrobku: 9094-120

Doplňovací sáček s 200 ubrousky

č. výrobku: 9092-300

Lemon fresh

Dávkovač s 90 ubrousky

č. výrobku: 9093

Doplňovací sáček s 90 ubrousky

č. výrobku: 9096

Dávkovač se 120 ubrousky

č. výrobku: 9093-120

Doplňovací sáček se 120 ubrousky

č. výrobku: 9096-120

Dávkovač s 200 ubrousky

č. výrobku: 9099

Doplňovací sáček s 200 ubrousky

č. výrobku: 9092-200

Vanilka

Doplňovací sáček se 120 ubrousky

č. výrobku: 9098-120

Výpis

Uvedena tekutá impregnace VAH

Označení:

CE 0124

UN-č. 3175

Posudek

Prof. Dr. med. Werner, Schwerin: Výrok o vhodnosti jako prostředku na dezinfekci ploch z 02. 10. 2001;

Výrok o tuberkulocidním účinku fáze 2/ stupeň 2 z 19. 01. 2004;

Výrok o tuberkulocidním účinku z 26. 07. 2005. Výrok o účinnosti proti

S. aureus/MRSA s vysokou zátěží z 29. 11. 2005

Dr. med. habil. Georg Schrader, Weimar: Výrok o standardních metodách DGHM pro testování chemických dezinfekčních prostředků z

20. 06. 2005 (zpráva o zkoušce podle DIN EN 14348); výrok o

tuberkulocidním účinku z 17. 08. 2005

Institut Dr. agr. Färber, Giessen: Výrok o vhodnosti jako prostředku na dezinfekci ploch k prevenci proti nozokomiálním nákazám z 30. 11. 2001

